

公斤实验室离心机 - RC20/30 型 进口实验室型离心机

卢赛乐·卢巴特/rousselet·robatel

卢赛乐·卢巴特离心机生产小型离心机, 适用于公斤实验室和小规模的中试车间

+卧式刮刀卸料离心机

-立式离心机

台式/实验室规模 RA12/20

公斤实验室 RC20/30

中试离心机

立式离心机 W/

自动(底部)卸料

SC/RC DEC

立式离心机 - 上部卸料

KSA

卧螺离心机

操作原理

+液液萃取离心机

实验室搅拌器, 沉淀器

+液液分离离心机

+专业离心机

+服务

北美地区租赁设备

+下载中心

工作机会

关于我们

+联系我们



公斤实验室离心机 - RC30VxR 型, 有效容积为 5 升

车载式和防爆控制公斤实验室离心机

特点:

- 适于研发和小规模加工
- 多种有效容积容量 - 可更换转子
- 滤袋过滤或固体/液体沉淀[倾析]
- 可选的液体撇液器
- CIP[在线清洗]系统
- 有适于强力材料的软性和硬性安全壳
- [现有设备出租](#)
- 可变速度高达 3000 转
- 非常适合安装在通风橱内

- 防爆电气设备
- 安装在平台车上，便于移动
- 可选 316L 不锈钢，904L 不锈钢，哈氏合金
- 110 伏，230 V 或 460 V 电源
- cGMP 结构

点击看大图

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Model	Rotor Diameter mm (inches)	Rotor Height mm (inches)	Useful Volume liters (ft ³)	Useful load kg (lb)	Speed (RPM)	G-force	Motor Power kW (HP)
RC20	200 (8)	50 (2)	0.6 (0.02)	0.75 (1.7)	3000	1010	1.5 (2)
RC20	200 (8)	100 (4)	1.2 (0.04)	1.5 (3.4)	3000	1010	1.5 (2)
RC30	300 (12)	150 (6)	5 (0.18)	6 (13.2)	3000	1500	1.5 (2)

- [一般产品手册\(pdf\)](#)
- [RC 20 / 30 \(pdf\)](#)