

## 实验室/台式离心机 - RA12/20 型, 进口实验室离心机

卢赛乐·卢巴特/rousselet·robotel

卢赛乐·卢巴特提供了一个立式台式离心机, 是实验室和研发的理想选择  
是实验室和研发的理想选择

+卧式刮刀卸料离心机

-立式离心机

台式/实验室规模 RA12/20
公斤实验室 RC20/30
中试离心机
立式离心机 W/
自动(底部)卸料
SC/RC DEC
立式离心机 - 上部卸料
KSA
卧螺离心机
操作原理

+液液萃取离心机

实验室搅拌器, 沉淀器

+液液分离离心机

+专业离心机

+服务

北美地区租赁设备

+下载中心

工作机会

关于我们

+联系我们



实验室离心机 1.2 升有效容积



安装在平台车上的实验室用离心机

### 特点:

- 紧凑的设计 - 适于在通风橱内使用
- 可用不锈钢, 哈氏合金等材料
- 可变速, 并可显示速度变化
- 进料管, 洗涤管可选, 视镜
- 玻璃实验室, 化学实验室, 药物研究等的理想选择...
- 可配滤袋过滤或无孔转鼓倾析/沉淀
- [可供租赁设备](#)

规格:

- 重量: 55 公斤[121 磅]
- 电源: 110 V 或 220 V 单相
- 尺寸: 460 毫米x 497 毫米x442 毫米[18"x 20"x 17"]

[点击图片查看大表](#)

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

<b><u>Basket / Bowl</u></b>	<b>RA20Vx</b>	<b>RA12Vx</b>	<b>RA12Vx</b>
<b>Diameter – mm (inches)</b>	<b>200 (8)</b>	<b>120 (5)</b>	<b>120 (5)</b>
<b>Useful Volume - liters</b>	<b>1.2</b>	<b>0.6</b>	<b>0.3</b>
<b>Maximum Load – kg (lb)</b>	<b>1.5 (3.3)</b>	<b>0.75 (1.7)</b>	<b>0.38 (0.8)</b>
<b>Maximum Speed - RPM</b>	<b>3000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
<b>G-force (G)</b>	<b>1500</b>	<b>1073</b>	<b>1073</b>

- [一般产品手册](#) (PDF 格式)
- [RA12 / 20 产品手册](#) (PDF 格式)